



CITOMETRIA DE FLUJO
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA DIAGNOSTICA

CONDICIONES DE RECEPCION DE MUESTRAS

Remitir la muestra **refrigerada** (4°C, en caja de telgopor con conservante, **NO congelar, NO pegar la muestra al gel**) inmediatamente post-extracción. **Si no es posible, entregar dentro de las 24 hs, conservándola a 4°C.**

LA CONFIABILIDAD DEL ESTUDIO DISMINUYE CON EL PASO DEL TIEMPO.

- **Sangre periférica:** 6-10 ml heparinizados o con EDTA y 2 frotis.
- **Médula ósea:** 2-4 ml heparinizados o con EDTA y 2 extendidos.
- **Piezas de biopsia:** en solución fisiológica. **Remitirlas inmediatamente post-cirugía.** Si no es posible, es indispensable que se mantengan a 4°C y entregarlas en un plazo no mayor a 24 hs.

TODAS LAS MUESTRAS, PARA SER RECIBIDAS, DEBERÁN ESTAR ACOMPAÑADAS DE FOTOCOPIA DNI Y FICHA DE DATOS CLÍNICOS DEL PACIENTE COMPLETA EN SU TOTALIDAD DISPONIBLE EN LA WEB.

**DIAS Y HORARIO DE RECEPCION DE MUESTRAS:
LUNES A VIERNES DE 8 A 14 HS. EXCLUSIVAMENTE**

INFORMES:

ADMISION: **Lunes a Viernes de 8 a 14hs.**
Tel. **4805-5759/5695/6461/8803** Interno 222, DIRECTO: 4805-2622
e-mail: admision@hematologia.anm.edu.ar
J.A. Pacheco de Melo 3081, Caba
www.acamedbai.org.ar